



MOBILITET OCH SÄKERHET I EN NY DIMENSION



FÄRGKODADE SPIRALSLANGAR FRÅN B. BRAUN

| Enkellumen | Innerdiameter Ø | Längd (cm) | Färg | B. Brauns artikelnr | Antal st/avdfp |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------|
|  | 1 mm | 150 | <input type="checkbox"/> | 4092937 | 50 |
| | 1 mm | 300 | <input type="checkbox"/> | 4092945 | 50 |
| | 1 mm | 500 | <input type="checkbox"/> | 4092953 | 50 |
| | 1 mm | 700 | <input type="checkbox"/> | 4092961 | 50 |
| | 1 mm | 850 | <input type="checkbox"/> | 4092970 | 50 |

| Dubbellumen | Innerdiameter Ø | Längd (cm) | Färg | B. Brauns artikelnr | Antal st/avdfp |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|  | 1 mm | 300 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 4091736 | 50 |
| | 1 mm | 300 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 4091752 | 50 |
| | 1 mm | 700 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 4093607 | 50 |
| | 1 mm | 850 | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | 4091728 | 50 |

| Trippellumen | Innerdiameter Ø | Längd (cm) | Färg | B. Brauns artikelnr | Antal st/avdfp |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------|---------------------|----------------|
|  | 1 mm | 150 | ■ ■ ■ | 4093115 | 50 |
| | 1 mm | 300 | ■ ■ ■ | 4093130 | 50 |
| | 1 mm | 500 | ■ ■ ■ | 4093150 | 50 |
| | 1 mm | 700 | ■ ■ ■ | 4093170 | 50 |
| | 1 mm | 850 | ■ ■ ■ | 4093185 | 50 |

| Längd | 150 cm | 300 cm | 500 cm | 700 cm | 850 cm |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Diameter 1x1,9 mm/Fyllnadsvolym | 1,2 ml | 2,3 ml | 3,9 ml | 5,5 ml | 6,6 ml |
| Flöde ml/min (BS) | ca 6,0 | ca 3,5 | ca 2,5 | ca 1,7 | ca 1,5 |

PROSET – SET FÖR MER KOMPLEX INFUSIONSTERAPI

Våra försäljningsrepresentanter finns tillgängliga för att ge dig råd gällande val av mest lämplig utrustning för dina specifika processer och kliniska krav.

De tre färgkodade spiralslangarna är den centrala säkerhetsfunktionen, inklusive Discifix® C kranblock, IV-filtrer och patienttätkomst.

