



**YTDESINFEKTION**

Fullt virucidal  
ytdesinfektion  
på 1 minut

# Meliseptol<sup>®</sup> Acute Wipes

SNABBA OCH MYCKET EFFEKTIVA YTDESINFEKTIONSSERVETTER

Skanna för  
mer produkt-  
information:



# Meliseptol<sup>®</sup> Acute Wipes

FULLT VIRUSIDAL YTDESINFEKTION PÅ 1 MINUT

## SAMMANSÄTTNING

100g impregneringslösning innehåller:  
39 g Propan-1-ol, 0.98 g Glykolsyra, hjälpämnen

## FYSIKALISK-KEMISKA EGENSKAPER:

### IMPREGNERINGSLÖSNINGEN

Utseende : klar färglös vätska  
pH-värde: ca. 2-3  
Densitet (20 °C): ca. 0,94 g / ml  
Flampunkt (DIN 51 755): 33,5 °C

## BIOLOGISK NEDBRYTBARHET

Ytaktiva ämnen och aktiva ingredienser i Meliseptol<sup>®</sup> acute är "biologiskt nedbrytbara" enligt OECD metoder och i enlighet med förordning EG 648/2004.

## MÄRKNING AV FARLIGT GODS

För uppgifter se säkerhetsdatablad.  
Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid på förpackningen och gärna produktbladet före användning.  
Använd inte produkten efter utgångsdatum. Hålls utom räckhåll för barn.

## HÅLLBARHET:

Oöppnad förpackning, 2 år.  
90 dagars hållbarhet från öppnad förpackning

Aktivitet	Exponering	Test Standard
Surface Disinfection Bactericidal & Yeasticidal (C. albicans, C. Auris)	1 min	EN 13727, EN 13697, EN 16615, EN 13624
Mycobactericidal (M. terrae & M. avium)	1 min	EN 14348, EN 16615
Virucidal activity: Adeno-, Noro-, Polyoma- & Vaccinia Virus	1 min	EN 14476
Virucidal activity w/o mechanical action: Adeno-, Noro-, Vaccinia-, Polio- & Polyoma Virus	3 min	EN 16777
Fungicidal w/o mechanical action	15 min 30 min	EN 13624 EN 13697

Art.nr - Produkt	Storlek servett	Material	Innehåll (g) per fp.	Yttäckning m <sup>2</sup>	Förpackningstyp	Servetter per förpackning	Tr.fp	Pall
180296 - Meliseptol acute Wipes	18 x 20cm	PET - 50g/m <sup>2</sup>	630	ca. 1,5	Flowpack	100	6	360
180297 - Meliseptol acute Wipes XL	24 x 30cm	PET - 50g/m <sup>2</sup>	630	ca. 2,5	Flowpack	42	6	384