


# Askina® DresSil

## Skumförband med silikonhäfta

B. Braun Wound Care. Right. From the start.



Hud och sårbehandling

# Askina® DresSil | Askina® DresSil Border | Askina® DresSil Sacrum

Skumförband med silikonhäfta



Mjuk och säker följsamhet

Smärtfritt förbandsbyte

Hög absorptionsförmåga

Lätt att använda

Formar sig lätt, även på svåråtkomliga ställen


Går att fästa på nytt och kan klippas till efter behov

Förbättrad komfort för patienten

Allergivänlig

Askina® DresSil är ett skumförband med mjuk vidhäftande silikon på ena sidan och en ånggenomsläpplig, vattentät film på den andra sidan. Askina DresSil är ett kombinations bandage med hög absorptionskapacitet och ett mjukt silikonkontaktlager.

## Structure of Askina® DresSil



### 1. Skyddande polyuretanfilm

Hög andningsförmåga  
Bakterie och vattentät barriär

### 2. Hydrofilt skumlager

Mjukt och komfortabel  
Utmärkt absorptionskapacitet

### 3. Silikon vidhäftande lager

Säker vidhäftning på den omgivande huden och med smärtfritt förbandsbyte  
Silikonlagrets öppna struktr tillåter exudeatet att passera genom skuumlageret



### Tips

- › Askina® DresSil kan användas under kompressionsbehandling
- › Askina® DresSil kan även användas som ett stöd till förstörd hud
- Med Askina® DresSil Border kan patienten duscha



### Indications

- › Trycksår
- › Venösa bensår
- › Artäriella bensår
- › Diabetesfotsår
- › Traumatiska sår
- › Kirurgiska sår
- › Första och andra gradens brännskador
- › Tag ställen
- › Skärsår

#### ① Sår i epiteliseringsfasen

Mål: Skydda nytilkommen hud och utföra smärtfria förbandsbyten

#### ② Optilt exudat management

#### ③ Inom två dagar är såret epiteliserat

#### ④ Lågt sår med mycket fint kosmetiskt resultat

Askina® DresSil Border har samma struktur som Askina® DresSil, med ett tillägg av en 1.5 cm bred självhäftande kant.

Den är speciellt utvecklad för att forma sig vid svåråtkomliga ställen (knän, armbågar, hudveck).

#### Exempel på applicering



Askina® DresSil	Size overall dressing   foam island	Pcs/Pack	Article number
	5 cm x 7 cm	3   10	5295703   5295710
	10 cm x 10 cm	3   10	5291003   5291010
	15 cm x 15 cm	3   10	5291503   5291510
	10 cm x 20 cm	3   10	5291203   5291210
	20 cm x 20 cm	5	5292005
<b>Border</b>	7.5 cm x 7.5 cm   4.5 cm x 4.5 cm	3   10	5397503   5397510
	10 cm x 10 cm   7 cm x 7 cm	3   10	5391003   5391010
	15 cm x 15 cm   12 cm x 12 cm	3   10	5391503   5391510
	15 cm x 20 cm   12 cm x 17 cm	3   10	5395203   5395210
	20 cm x 20 cm   17 cm x 17 cm	5	5392005
<b>Sacrum</b>	16 cm x 17.5 cm   13 cm x 14.5 cm	5	5491605



