



# Urimed® B'Bags

DET NYA PRISVÄRDA SORTIMENTET AV URINPÅSAR

Urinsamlingspåsar för vuxna

# Urimed® B'Bags

## B. Braun en serie med olika varianter av urinuppsamlingspåsar

Med dessa nya Urimed B'Bags tillhandahåller vi en bred portfolio av urinuppsamlingspåsar som passar olika slags användning, både i och utanför sjukhus.

Ett sortiment med tre olika typer av påsar, varje med olika konfigurationer.

- Slutna påsar
- Tömbara påsar
- Benpåsar



### B'Bags i stort

- Latexfria
- Graderad skala på alla påsar (i ml)
- Möjlighet att fylla i patientdata
- En slanglängd på 90 cm på 1,5L och 2L påsarna
- Universal konnektor

Du behöver inte leta längre, här hittar du det du behöver!



# Slutna påsar

För urinuppsamling och utsöndring

Stor kapacitet : 2L och 1,5L



Upphängningskrok finns tillgänglig med påsarna i några av artiklarna



# Tömningsbara påsar

För urinuppsamling

Stor kapacitet: **2L** och **1,5L**



# Tömbara benpåsar

för urinuppsamling

Flikar för  
fixeringsstraps



**Backflödesventil:**  
Förhindrar urinen från  
att rinna tillbaka från  
påse till slang

**Tryck/dra utlopp**  
Designad för att vara diskret och enkel

## Sluten påse

### För urinuppsamling och utsöndring

		Kapacitet	Slanglängd	Förpackning	Referenser
Sterila påsar	Ingen NRV*	2L	90 cm	100	29400
		1,5L	90 cm	100	29420
Osterila påsar	Ingen NRV*	2L	90 cm	250	29415
		1,5L	90 cm	250	29435
	Med NRV*	2L	90 cm	250	29410
		1,5L	90 cm	250	29430
Osterila påsar	Ingen NRV	2L	90 cm	30 + 1 hängande tillbehör	29416
	Med NRV*	2L	90 cm	30 + 1 hängande tillbehör	29411

## Tömbara påsar

### För urinuppsamling

		Kapacitet	Slanglängd	Förpackning	Referenser
Sterila påsar	Med NRV*	2L	90 cm	100	29440
Osterila påsar	Med NRV*	2L	90 cm	200	29450
		1,5L	90 cm	200	29455
Osterila påsar	Med NRV*	2L	90 cm	30 + 1 hängande tillbehör	29451

## Tömningsbara benpåsar

### För urinuppsamling

		Kapacitet	Slanglängd	Förpackning	Referenser
Osterila påsar	Med NRV*	0,75L	12 cm	100	29510

\*NRV = Non-Return Valve

Detta dokument, dess innehåll, inklusive institutionella data, information, varumärken och logotyper som nämns häri är B. Brauns exklusiva egendom. All representation och/eller återgivning, helt eller delvis, av detta dokument och dess innehåll utan uttryckligt förhandsgodkännande från B. Braun är strängt förbjudet och utgör ett intrång i B. Brauns immateriella rättigheter. Icke bindande dokument och fotografier. Endast för vårdpersonal.

#### Distribuerat av:

B. BRAUN MEDICAL | 26 rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud - France  
Tél. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99  
B. Braun Medical | SAS with a share capital of 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856  
www.bbraun.fr  
www.bbraun.com/continence-care-and-urology

#### Tillverkad av :

TECNOCLINIC, S.A.  
Ctra. de Prats de Lluçanès, Km.2,300  
P.I. La Llanera  
08207 Sabadell (Barcelona) - Spain