



# CARESITE® split-septum injektionsmembran

Lättanvänd, genomskinlig injektionsmembran för bättre patientvård

# CARESITE® split-septum injektionsmembran

Lättanvänd, genomskinlig injektionsmembran för bättre patientvård



Positivt avslut



Genomskinlig



Klarar upp till 400 psi



Slutet system

## PRODUKTDATA

Flödes hastighet	208 ml/min
Tryck	400 psi vid 15 ml/sek
Restvolym (rak ventil)	0,20 ml
Fyllnadsvolym (rak ventil)	0,22 ml
Positivt tryck	0,03 ml (positivt)
Hållbarhet (antal åtkomster)	216 ggr
✓ Slutet system	✓ Latexfri
✓ Nälfritt system	✓ Blod-/lipidkompatibel
✓ Ventil med split-septum teknik	✓ Luerlock-/Luerslipkompatibel

## ANVÄNDARFÖRDELAR

Skyddar mot mikrobiell kontamination

- ✓ Slät, avtorkbar yta
- ✓ Genomskinlig
- ✓ Öppen vätskebanan

Förhindrar kateterocklusion

- ✓ Positivt tryck (ventilkonstruktion)

Lätt att använda

- ✓ Tål högt tryck
- ✓ Lätt åtkomlig
- ✓ Läkemedelskompatibel\*

	Beskrivning	Latex-fri	DEHP-fri	PVC-fri	Slanglängd	Avd.fp.	Artikelnr.
	CARESITE®**	●	●	●	-	100	415122-01
	CARESITE® 1-gren mikroslang***	●	●	-	20	100	470100-01
	CARESITE® 1-gren makroslang	●	●	-	15	100	470108
	CARESITE® 2-gren mikroslang	●	●	-	18	50	470106-01
	CARESITE® 2-gren mikroslang + backventil	●	●	-	18	100	470182
	CARESITE® 3-gren mikroslang	●	●	-	20	50	470160
	CARESITE® 3-gren mikroslang + backventil	●	●	-	20	50	470161

\*lipider och cremophor

\*\*klaras upp till 400 psi

\*\*\*klaras upp till 300 psi

För mer information om riskprevention vid infusionsterapi, gå till: [www.safeinfusiontherapy.com](http://www.safeinfusiontherapy.com)

Feb 2021

B. Braun Medical AB | Box 110 | 182 12 Danderyd

+46 (0)8 634 34 00 | [www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)