

Urimed® Cath

FOLEY-KATETER I 100 % SILIKON



Liggetid: upp till 90 dagar


Indikation: dränering av urin från urinblåsan

Latex-fri

DEHP-fri


Alla delar av Urimed® Cath som är i direkt eller indirekt kontakt med kroppen är PVC-fria.

■ RADIOOPAK STÄNGD NELATONSPETS MED 2 DRÄNAGEÖGON




■ SILIKON KATETERMATERIAL

- Silikonkatetrar är mycket skonsamma för vävnaden och hypoallergena ⁽¹⁾
- Silikon kan vara att föredra framför andra katetermaterial för att minska risken för beläggningar hos långtidskateteriserade patienter. ⁽¹⁾
- Silikonkatetrar har en relativt stor lumen och har en reducerad tendens till beläggningar eftersom de är obelagda. ⁽¹⁾



SILIKON



LATEX

Källor:

1) Geng V et al. Evidence-based Guidelines for Best Practices in Urological Health Care: Catheterisation - Indwelling catheters in adults - Urethral and suprapubic. EAUN, 2012

■ LÄTTÖPPNAD FÖRPACKNING

- Steril
- Dubbelförpackad
- Kan öppnas antingen lateralt eller längsgående
- No-touch-design



Öppna förpackningen vid den perforerade kanten vid sidan



och för tillbaka förpackningen



eller använd perforeringen för att öppna längs med katetern

SPETS/KONNEKTOR	PRODUKT	KATETER CH	BALLONG-KAPACITET (ml)	ARTIKELNR	ANTAL/BOX
	Urimed® Cath Foley Nelaton	12	10	4563312	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	14	10	4563314	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	16	10	4563316	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	18	10	4563318	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	20	10	4563320	10
	Urimed® Cath Foley Nelaton	22	10	4563322	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	12	10	4563412	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	14	10	4563414	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	16	10	4563416	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	18	10	4563418	10
	Urimed® Cath Foley Tiemann	20	10	4563420	10

Marknadsförs av :

B. BRAUN MEDICAL AB | Svärdvägen 21 | 182 33 DANDERYD | Tel 08-634 34 00
www.bbraun.se | info.sverige@bbraun.com